

Nuevo Airtex
Soportes terapéuticos textiles
para la recuperación de lesiones
agudas y para personas activas.

airtex

*siéntete viv@
100% activ@*



Las lesiones agudas se producen de forma repentina y están asociadas al ejercicio o a la práctica deportiva, pero las actividades simples de la vida cotidiana también pueden causar una lesión: esguinces, torceduras, luxaciones, roturas musculares, fracturas óseas...

El tratamiento temprano mediante movilización y rehabilitación funcional, con la ayuda de ortesis, aporta grandes beneficios en el movimiento articular, a nivel del dolor, funcionalidad y vuelta a las actividades de la vida diaria.



Soportes
terapéuticos
textiles para
la recuperación
de lesiones
agudas y para
personas activas.

Nuevo
airtex



Máxima transpirabilidad,
ligereza y comodidad
para la articulación y
para la zona lesionada.

Compresión y
soporte sobre la
zona afectada.

Ofrece seguridad a la articulación
de forma dinámica, sin inmovilizar ni
reducir su funcionalidad, ayudando
a mejorar el tratamiento.



*siéntete vivo@
100% activo@*

Nuevo airtex



Renovada línea de soportes
de alta gama para la recuperación
de las distintas lesiones
articulares y musculares.

**máxima
transpirabilidad,
ligereza y
comodidad**



Nuevo

airtex


FST Friendly
Skin Tech

desarrollo
innovador,
sin costuras.
confort integral



La nueva línea se ha desarrollado con tecnología bonding **Friendly Skin Technology**, que permite unir las diferentes piezas de las prendas sin necesidad de costuras, obteniendo un producto más técnico, actual y ecológicamente eficiente, al eliminarse los residuos de hilo.

La ausencia de hilo y de costuras disminuye significativamente el rozamiento con la piel, incrementando el confort del usuario.



airtex




onesize 100% LATEX FREE ✓



Nuevo
airtex

tejido tricapa. **ligereza adaptable**

La tecnología bonding permite confeccionar las ortesis con materiales de última generación, consiguiendo productos más flexibles y ligeros, con altas propiedades compresivas que se adaptan con naturalidad a la articulación o zona lesionada



Capa superior de licra compresiva

decorada en tecnología gofrado, combinada con velour efecto terciopelo con increíbles propiedades de adhesión.

Capa media de espuma ligera

con gran capacidad compresión y adaptación.

Licra compresiva de tacto suave

en contacto con la piel.



100%
transpiración activa

Sus tejidos están diseñados para garantizar la correcta ventilación ayudando a la eliminación activa del calor y del sudor.

Ayudan a mantener la piel sana y sentirse fresco y cómodo.

airtex





Nuevo

airtex

vanguardia

Con un patronaje depurado y equilibrado, **AIRTEX** combina colores neutros en tejidos de alta calidad con toques de color azul reflectante que se iluminan con la luz y material tecnopower que se encargan de aportar dinamismo y vanguardia a las prendas.

*Tecnología,
transpiración,
comodidad,
ligereza,
vanguardia...*

características exclusivas en **AIRTEX** que buscan la **máxima satisfacción del paciente** en una experiencia de uso única.



Descubre el
nuevo Airtex



100% transpiración activa

airtex



atx OS200 **Codera**

Diseñada para una **adaptación cómoda** en el brazo y una compresión eficaz de la articulación del codo.

Su doble banda de cierre permite regular la **compresión de forma individualizada**.


Indicaciones:

Distensiones. Esguince leve.
Epicondilitis y epitrocleitis incipiente.
Cuidado y prevención
de lesiones musculares.



one size
UNISEX | Bilateral

100% LATEX FREE ✓



100% transpiración activa

airtex



atx OS205
**Cincha
epicondilitis**

Diseño simétrico que favorece el confort y la colocación. Para uso en epicondilitis y epitrocleitis. Fácilmente regulable.

Incorpora **alma de PVC** que aporta consistencia para mayor estabilidad en el brazo.

Almohadilla anatómica de silicona que favorece la descarga del tendón.

Indicaciones:


Tratamiento de epicondilitis (codo de tenista) o epitrocleitis (codo de golfista).



one size

UNISEX | Bilateral

100% LATEX FREE ✓



100% transpiración activa

airtex



atx OS103 Muñequera

Doble ajuste mediante cincha rígida que aporta estabilidad y cierres que permiten regular la **compresión de forma individualizada**.

Indicaciones:

Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos leves. Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.



one size

UNISEX | Bilateral

100% LATEX FREE ✓



100% transpiración activa

airtex



atx OS100

Muñequera de pulgar

Diseño envolvente que estabiliza la articulación trapecio-metacarpiana y de muñeca: mantiene la abducción de pulgar y la funcionalidad de la mano.

Sus cierres permiten regular la **compresión de forma individualizada**.

Indicaciones:

Sinovitis articular postraumática del primer radio, tras un tratamiento de inmovilización con yeso, artrosis de pulgar, artritis, rizartrosis, síndrome del túnel carpiano, tendinitis.



one size

UNISEX | Bilateral

100% LATEX FREE ✓



100% transpiración activa

airtex



atx OS700 Rodillera

Dotada de **4 estabilizadores en espiral** que mejoran el control medio-lateral de la rodilla permitiendo el movimiento de flexión.

Su **rodete rotuliano anatómico** ayuda a mantener la estabilidad de la rótula durante su uso.

Dos bandas a modo de cierre, permiten regular la **compresión de forma individualizada**, dejando libre el hueso poplíteo.

Con **sistema antideslizante antialérgico**, que evita el desplazamiento de la prenda.

Indicaciones:


Inestabilidad leve de los ligamentos colaterales, inestabilidad patelofemoral, inestabilidades congénitas o adquiridas. Dolor articular e inflamaciones en artrosis y artritis, tendinitis. Como tratamiento postquirúrgico de la rodilla, procesos rehabilitadores.



one size

UNISEX | Bilateral

100% LATEX FREE ✓



100% transpiración activa

airtex



atx OS703 **Rodillera**

Dotada de **4 estabilizadores en espiral** que mejoran el control medio-lateral de la rodilla permitiendo el movimiento de flexión.

Su **rodete rotuliano anatómico** ayuda a mantener la estabilidad de la rótula durante su uso.

Dos bandas a modo de cierre, permiten regular la **compresión de forma individualizada**, dejando libre el hueco poplíteo.


Indicaciones:

Dolor articular, tendinitis, ligeras inestabilidades de rodilla e inestabilidad patelofemoral.
Estabilización durante la realización de actividades deportivas o situaciones de esfuerzo.



one size
UNISEX | Bilateral

100% LATEX FREE ✓



100% transpiración activa

airtex



atx OS705 **Cincha patelar**

Diseño simétrico que favorece el confort y la colocación. Fácilmente regulable.

Incorpora **alma de PVC** que aporta consistencia para mayor estabilidad en la rodilla.

Almohadilla anatómica de silicona que favorece la descarga del tendón.

Hebilla doble para asegurar la posición de la cincha sin desplazamientos.

Indicaciones:


Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, acciones deportivas con extensión forzada de la rodilla.



one size


UNISEX | Bilateral

100% LATEX FREE ✓



100% transpiración activa

airtex



atx OS901 **Muslera**

Diseñada para una **adaptación cómoda** y una compresión eficaz de la musculatura del muslo.

Doble banda de cierre que permite regular la **compresión de forma individualizada**.

Con **sistema antideslizante antialérgico** que evita el desplazamiento de la prenda.

Indicaciones:


Desgarros musculares, roturas fibrilares o distensiones en cuádriceps, abductores o isquiotibiales. Postraumatismos.



one size

UNISEX | Bilateral

100% LATEX FREE ✓



100% transpiración activa

airtex



atxOS902 **Pantorrillera**

Diseñada para una **adaptación cómoda** y una compresión eficaz de la musculatura de la pantorrilla.

Con 3 bandas de cierre que permiten regular la **compresión de forma individualizada**.

Indicaciones:


Desgarros musculares, roturas fibrilares o distensiones en el músculo tibial anterior o gemelos. Postraumatismos.



one size

UNISEX | Bilateral

100% LATEX FREE ✓



100% transpiración activa

airtex



atxos800 **Tobillera**

Diseñada con **cinchas cruzadas** para ejecutar el control medio-lateral del tobillo.

Sus 2 cierres permiten regular La **compresión de forma individualizada**.

Talón abierto para mayor comodidad.

Indicaciones:


Esguince. Contusión y dolor muscular. Inestabilidad y rigidez articular. Soporte y protección en la práctica deportiva



one**size**

UNISEX | Bilateral

100% **LATEX FREE** ✓



100% transpiración activa

airtex



atxOS600

Faja sacrolumbar

Dotada de **4 ballenas paravertebrales** de acero, extraíbles y adaptables, que ofrecen elevada estabilización lumbar.

Bandas tensoras para un extra de compresión, que pueden retirarse en función de la evolución de la lesión.

Su banda a modo de cierre, permite regular la **compresión de forma individualizada**.

Diseño modular que favorece la adaptación.

Indicaciones:


Lumbalgia, artrosis lumbar, osteoporosis, osteomalacia, discopatía, lumbociática y procesos postoperatorios lumbares.

EVOLUTIVA

one size

UNISEX

100% LATEX FREE ✓



Contorno cintura:
75-120 cm.





100% transpiración activa



abxOS700

Airtex
Rodillera

Bilateral



abxOS703

Airtex
Rodillera
corta

Bilateral



abxOS705

Airtex
Cincha
patelar

Bilateral



abxOS901

Airtex
Muslera

Bilateral



abxOS902

Airtex
Pantorrillera

Bilateral



abxOS800

Airtex
Tobillera

Bilateral



abxOS200

Airtex
Codera

Bilateral



abxOS205

Airtex
Cincha
epicondilitis

Bilateral



abxOS103

Airtex
Muñequera
vendaje

Bilateral



abxOS100

Airtex
Muñequera
envoltor
pulgar

Bilateral



abxOS600

Airtex
Faja
sacrolumbar



100% LATEX FREE ✓ one size

airtex

Nuevo Airtex

**Novedosos elementos
para tu ortopedia.**

*Hazte con un atractivo
punto de venta.*



Vinilos H/V
Tamaños
customizables



100% transpiración activa

Expositor
suelo
42x172x50 cm.

