



neoprair

Calor que protege, transpiración que impulsa.
tú ganas.



Protecciones de neopreno transpirable



Protecciones de neopreno transpirable



Capas licra

Interna y externa:
tejido flexible y duradero,
aporta ligereza, elasticidad
y adaptabilidad a la prenda.
Seca rápidamente, es transpirable
y resistente al sudor.

Nuevo tejido

1. Adaptación y flexibilidad. Libertad de movimiento.

El nuevo tejido licra-neopreno-licra de **Neoprair**, más ligero, más compresivo y con mayor poder de adaptación, se mimetiza con la morfología y dinamismo de músculos y articulaciones, potencia la sujeción y la estabilización sin limitar la movilidad, y proporciona mayor control y mayor seguridad en cada movimiento.



Núcleo de neopreno

Con tecnología
AirLock System






neoprair



2. Termocompresión y transpiración

Retiene el calor natural del cuerpo

El calor terapéutico que proporciona Neoprair estimula la circulación sanguínea, ayudando a reducir el dolor y la rigidez articular y muscular, claves en el manejo de condiciones crónicas.



Expulsa el sudor

En combinación con la transpirabilidad que ofrece su exclusivo núcleo, Neoprair asegura que la piel permanezca seca, reduce el riesgo de irritación por el uso prolongado y mejora el confort.

Un neopreno exclusivo que te cuida.





neoprair

Y te protege.

3. Prevención de nuevas lesiones.

Además de ser una solución eficaz en el manejo de lesiones crónicas, los mecanismos de acción de Neoprair ayudan a prevenir recidivas, ofreciendo soporte adicional en situaciones de estrés articular o movimientos repetitivos.



Protecciones de neopreno transpirable





Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.



Protecciones de neopreno transpirable



RODILLERA
NPOS136



ONE
size

AIR
LOCK
SYSTEM

RODILLERA NP OS136

Protecciones de neopreno transpirable

Bandas interiores
de silicona
**Efecto
antideslizante.**



Cierre envolvente
con doble banda
**Ajuste y regulación
individualizada de
la compresión.**

Apertura poplítea
Mayor comodidad.

Estabilizadores laterales
**Soporte medio-lateral
sin limitación de la
flexo-extensión.**

Rodete rotuliano
**Centra y aporta
estabilidad a la rótula.**




Indicaciones: Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación patelar, postraumatismos y post-cirugía.



100% LATEX FREE ✓

Bilateral





Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.



Protecciones de neopreno transpirable



RODILLERA CORTA
NPOS703



ONE
size

AIR
LOCK
SYSTEM

RODILLERA CORTA NP OS703

Protecciones de neopreno transpirable

Bandas interiores de silicona
Efecto antideslizante.




Apertura poplítea
Mayor comodidad.

Estabilizadores laterales
Soporte medio-lateral
sin limitación de la
flexo-extensión.

Rodete rotuliano
Centra y aporta
estabilidad a la rótula.

Cierre envolvente
con doble banda
Ajuste y regulación
individualizada de
la compresión.




Indicaciones: Dolor articular, tendinitis, ligeras inestabilidades de rodilla e inestabilidad patelofemoral. Estabilización durante la realización de actividades deportivas o situaciones de esfuerzo. Pacientes que por su especial morfología requieran una rápida o fácil colocación.



100% LATEX FREE ✓

Bilateral





Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.



Protecciones de neopreno transpirable



CINCHA PATELAR
NPOS132



CINCHA PATELAR NP^{OS132}

Protecciones de neopreno transpirable

Pasadores laterales en simetría Favorecen el posicionamiento de la ortesis.



Cierre velcro
Ajuste y regulación individualizada de la compresión.

Almohadilla de silicona
Descarga el tendón rotuliano.



Indicaciones: Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, acciones deportivas con extensión forzada de la rodilla.



100% LATEX FREE ✓

Bilateral





Calor que protege,
transpiración
que impulsa.

tú ganas.

neopraik

Protecciones de neopreno transpirable



MUSLERA
NPOS147



ONE
size

AIR
LOCK
SYSTEM

● Bandas interiores
de silicona
Efecto antideslizante.



MUSLERA NP^{OS147}

Protecciones de neopreno transpirable



● Cierre envolvente
con doble banda
Ajuste y regulación
individualizada de
la compresión.
Adaptación a
diferentes anatomías.



Indicaciones: Roturas fibrilares de los gemelos,
distensiones musculares, post traumatismos.



100% LATEX FREE ✓

Bilateral





Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.



neopren



PANTORRILLERA
NPOS120



ONE
size

AIR
LOCK
SYSTEM

Bandas interiores de silicona
Efecto antideslizante.



PANTORRILLERA NP OS120

Protecciones de neopreno transpirable



Cierre envolvente triple
banda. Ajuste y regulación
individualizada de la
compresión. Adaptación a
diferentes anatomías.




Indicaciones: Roturas fibrilares de los gemelos,
distensiones musculares, post traumatismos.



100% LATEX FREE ✓

Bilateral





Calor que protege,
transpiración
que impulsa.

tú ganas.

neopratir

Protecciones de neopreno transpirable



TOBILLERA
NPOS111



ONE
size

AIR
LOCK
SYSTEM

TOBILLERA NP^{OS111}

Protecciones de neopreno transpirable

Cierres velcro
Ajuste y regulación
individualizada
de la compresión.

Ojal con pestaña
Facilita la colocación
y la adaptación.

Cinchas laterales cruzadas
Sujeción y control
medio-lateral
del tobillo.

Talón abierto
Mayor confort.



Indicaciones: Esguinces leves y
prevención de esguinces durante la
práctica deportiva, tendinitis.



100% LATEX FREE ✓

Bilateral



18-30
cm





Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.



Protecciones de neopreno transpirable



CODERA
NPOS173



ONE
size

AIR
LOCK
SYSTEM

CODERA
NP05173

Cierres velcro
Ajuste y regulación
individualizada
de la compresión.

Apertura anterior
Mayor confort.

Ojal con pestaña
Facilita la colocación
y la adaptación.

Protecciones de neopreno transpirable



Indicaciones: Epicondilitis, epitrocleitis
y postraumatismos leves del codo.



100% LATEX FREE ✓

Bilateral



22-33
cm





Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.



neoprenair

Protecciones de neopreno transpirable



CINCHA EPICONDILITIS
NPOS172



ONE
size

AIR
LOCK
SYSTEM

CINCHA EPICONDILITIS NP^{OS172}

Protecciones de neopreno transpirable

● Bandas interiores
de silicona
Efecto antideslizante.



Cierre velcro
Ajuste y regulación
individualizada de
la compresión.

● Almohadilla
de silicona
Descarga el
tendón condilar.




Indicaciones: Tratamiento de
epicondylitis (codo de tenista)
o epitrocleitis (codo de golfista),
tanto de origen deportivo
como laboral.



100% LATEX FREE ✓

Bilateral





Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.

Protecciones de neopreno transpirable

neopreno



MUÑEQUERA
NPOS164



ONE
size

AIR
LOCK
SYSTEM

MUÑEQUERA NP OS164



Cierre velcro
Ajuste y regulación
individualizada de
la compresión.

Cincha inelástica
Refuerza la
compresión.

Protecciones de neopreno transpirable



Indicaciones: Artrosis, artritis,
tendinitis, bursitis, esguinces y
traumatismo articulares leves.



100% LATEX FREE ✓

Bilateral



10-23
cm



Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.



Protecciones de neopreno transpirable



MUÑEQUERA ENVOLVENTE
NPOS167



ONE
size

AIR
LOCK
SYSTEM

MUÑEQUERA ENVOLVENTE

NP^{OS167}

- Estructura envolvente
Protege la articulación carpometacarpiana.
Mantiene la funcionalidad de la mano.

- Doble cierre velcro
Fijación y regulación
individualizada
de la compresión.



Protecciones de neopreno transpirable

Indicaciones: Esguinces, tendinitis y actividad física que requiere esfuerzos de la articulación de la muñeca. Artrosis, artritis, bursitis y postraumatismos.



PRIM

100% LATEX FREE ✓

Bilateral



15-25
cm



Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.

neopreno

Protecciones de neopreno transpirable



MUÑEQUERA DE PULGAR
NPOS165



ONE
size

AIR
LOCK
SYSTEM

MUÑEQUERA DE PULGAR

NP OS165

Protecciones de neopreno transpirable

Dedo en
abducción
Reduce la
inestabilidad
del dedo pulgar.

Estructura envolvente
Protege la articulación
trapeciometacarpiana y de muñeca.
Mantiene la funcionalidad de la mano.



Cierre velcro
Ajuste y regulación
individualizada de
la compresión.



Indicaciones: Rizartrosis, artritis,
tendinitis, bursitis, esguinces y
traumatismos articulares leves.



100% LATEX FREE ✓


Bilateral



15-25
cm



Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.



Protecciones de neopreno transpirable



BANDA SACROLUMBAR
NPOS154



ONE
size

AIR
LOCK
SYSTEM

BANDA SACROLUMBAR NP OS154

● Compresión abdominal
y suave sujeción lumbar

Soporte delantero
Mantiene la forma
de la ortesis,
maximiza el confort



● Gran zona de cierre
Ajuste y regulación
individualizada
de la compresión.

Protecciones de neopreno transpirable



Indicaciones: Ligeras lumbalgias y
cuando se requiera compresión leve.



100% LATEX FREE ✓





Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.



Protecciones de neopreno transpirable



FAJA SACROLUMBAR
NP₆₀₆



FAJA SACROLUMBAR NP⁶⁰⁶

Protecciones de neopreno transpirable

Soportes paravertebrales
Ligera sujeción lumbar.



Soporte delantero
Mantiene la forma
de la ortesis,
maximiza el confort.

Cierre velcro
Ajuste y regulación
individualizada de
la compresión.



Indicaciones: Lumbalgias y
traumatismos leves. Práctica
de actividades deportivas.

100% LATEX FREE ✓



S	75-95 cm
M	95-115 cm
L	115-130 cm
XL	130-140 cm



NP0S136
C.I.: 736437
RODILLERA



NP0S703
C.I.: 841563
RODILLERA CORTA



NP0S132
C.I.: 736507
CINCHA PATELAR



NP0S147
C.I.: 736434
MUSLERA



NP0S120
C.I.: 736435
PANTORRILLERA



NP0S111
C.I.: 736376
TOBILLERA



NP0S173
C.I.: 736411
CODERA



NP0S172
C.I.: 736408
CINCHA EPICONDILITIS



NP0S164
C.I.: 736433
MUÑEQUERA



NP0S167
C.I.: 736428
MUÑEQUERA ENVOLVENTE



NP0S165
C.I.: 736423
MUÑEQUERA DE PULGAR



NP0S154
C.I.: 736407
BANDA SACROLUMBAR



NP606
FAJA SACROLUMBAR
Tallas
S C.I.: 841564
M C.I.: 842565
L C.I.: 841566
XL C.I.: 841568



Calor que protege,
transpiración
que impulsa.
tú ganas.



Nuevo Neoprair.
Nuevo PLV.

Potenciando
tus ventas
con nuevos
elementos de
comunicación.



Expositor
Neoprair
180x50x30 cm
Cod.: 843288